


INNOVEX ГНУЧКИЙ ВІДЕО УРЕТЕРОРЕНОСКОП



Ефективний інструмент
для видалення каміння в нирках

НОВІ МОЖЛИВОСТІ

Innovex - це цифровий гнучкий ендоскоп, створений з метою лікування сечо-кам'яної хвороби у дорослих. На його кінчику розташована мікрокамера і світлодіодне джерело світла. У ендоскопа є робочий канал діаметром 1,2 мм (3,6F). Через нього можна вводити лазерне оптовлокно або інші інструменти: струни, кошики, щипці. Для гарної іригації Інновекс має окремий порт для подачі води.



- ✓ Вводиться в нирку анатомічними шляхами через уретру (діаметр ендоскопа всього 3 мм)
- ✓ Кінчик ендоскопа керується джойстиком на рукоятці
- ✓ Лікар перевіряє всю порожнину нирки (можливий доступ в усі чашки)
- ✓ Якщо камінь до 5-7мм, то його можна витягти ендоскопічним кошиком
- ✓ Каміні більшого діаметра дробляться в пил лазером і відразу вимиваються

ЦИФРОВА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ

Відеоуретероскоп Innovex обладнаний ультрасучасною CMOS камерою з високою передачею кольору і великим кутом огляду.

Така якість зображення дозволяє не тільки виявити камінь в нирці, але і зробити повноцінну нефроскопію з метою виявлення інших патологій.

Відеопроцесор Innovex дозволяє записати відео операції або навіть влаштувати її онлайн трансляцію. Це актуально в складних або показових випадках.

ПЛЮСИ ДЛЯ ПАЦІЕНТА

- ✓ Операція без розрізів і проколів
- ✓ Мінімальний термін перебування в стаціонарі
- ✓ Видалення каменів будь-якої твердості
- ✓ Результат за одну процедуру
- ✓ Мінімальний ризик ускладнень




Методика має протипоказання. Кінцеве рішення може прийняти тільки лікар. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.



Якісні матеріали

У виробництві використовуються кращі матеріали і компоненти: гума Vitton, надміцні сталеві троси, CMOS камера, ультраясраві світлодіоди.



Чудова керованість

Кут повороту 275 градусів в обидві сторони.

Малий радіус вигину дозволяє легко заходити в нижню чашку нирки.



Прямий інструментальний канал

Інструмент не згинається при знаходженні в робочому каналі. Виключається пошкодження ендоскопа при введенні струни, лазерного волокна або ендоскопічного кошика.






Конектор для води

Вода подається через окремий порт з власним краном.

КАМЕРА І СВІТЛО НА КІНЧИКУ CHIP-ON-TIP TECHNOLOGY

Ніяких фіброволокон. Камера і світлодіодне джерело світла розміщені на кінчику ендоскопа. Це дозволяє забезпечити високу якість зображення і яскраве освітлення порожнини нирки.


Дистальний кінець 8,5F



РЕТРОГРАДНА ІНТРАРЕНАЛЬНА ХІРУРГІЯ (RIRS)

RIRS - це безпечна та ефективна методика, яка має аналогічний успіх з PCNL у випадку каменів нирки величиною до 2 см. Низький рівень ускладнень, швидке післяопераційне відновлення та коротке перебування в лікарні роблять цю методику терапевтичною альтернативою проколу зі спини. RIRS асоціюється з більш коротким перебуванням у лікарні та меншим ризиком кровотечі.

fURS – застосування гнучкого ендоскопа при виконанні ретроградної інтрауретеральної хірургії. Він дозволяє дістатися до будь-якої точки нирки та провести літотрипсію каменів в пил. Гнучкий ендоскоп є одним з найсучасніших інструментів в руках лікаря-уролога.



Проконсультуйтеся з вашим лікарем, чи можливе використання гнучкого уретерореноскопа INNOVEX саме в вашому випадку.

Контакти
